


PRIMOS^{CR}

高い操作性と高解像度のセンサーを最新鋭3Dイメージソフトと融合
ビフォア・アフター画像の撮影と評価のための理想的なシステム






デュアルカメラにより正確で完全な画像の作成が可能に




皮膚の微細構造の深さ、ボリューム測定の定量化が可能になります。

高解像度画像で小じわ、しわ、目尻のしわ、肌質や傷等、局所特徴を詳細に測定します。



新搭載のVECTRA 3Dソフトウェアで、画像撮影とデータの統合がさらに容易になります。



サムネイル画像を即座に確認でき、VECTRA 3Dソフトウェアを使って評価が可能に。技術者は画像のOK/NGをその場で判断できます。

測定	45 x 30 x 25 mm	作動距離	112.5 mm
X, Y解像度	20-25 μm	寸法	17 x 13.6 x 4.9 cm
Z解像度	最高 1 μm	重量	1.5 kg (3.4 lbs.)